

Кроличья Поликлональная Антитело К Atg5 Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q9H1Y0

Артикул: CM0017101



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, распознающее человеческий ATG5 (белок аутофагии 5) с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным гомологам. Идеально подходит для методов Вестерн-блоттинга, ИГХ-парафин и ИФА в исследованиях аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG5 Кроличье pAb
Примечания/алиасы	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; ATG5
Вид	Человек
ID гена (человек)	9474
ID гена	9474
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 28-275 человеческого ATG5 (NP_004840.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H1Y0
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Холодильный пакет