

Поликлональные Антитела Против Atg7 Для Игг-П И Ифа - 095352

Артикул: CM0025806

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий ATG7 (O95352), валидированные для ИГГ-П и ИФА. Идеально подходят для исследований аутофагии, митоза и детекции биомаркеров в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	ATG7 кроличья пАт
Примечания/синонимы	GSA7, APG7L, SCAR31, APG7-LIKE, ATG7
Вид	Человек
ID гена (человек)	10533
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-676 человеческого ATG7 (NP_001129503.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95352
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Хладопакет