

Кроличья Поликлональная Антитело Против Atg7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа - O95352

Артикул: CM0015385

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ATG7 (autophagy-related 7). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышами и крысами. Подходит для исследований аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GSA7; APG7L; SCAR31; APG7-LIKE; ATG7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10533
ID гена	10533
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-676 человеческого ATG7 (NP_006386.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95352
Молекулярный вес белка	78 кДа
Доставка	С ледяным пакетом