

Поликлональное Антитело Кролика К Atg8 Для Вб, Ифа - Q7Ху24

Артикул: CM0021783

введение

Поликлональное антитело кролика к пшеничному ATG8, валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с арабидопсисом, кукурузой и пшеницей. Подходит для исследования аутофагии у растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG8 кроличья поликлональная антитело
Вид	Triticum aestivum (пшеница мягкая)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 ATG8 пшеницы мягкой (Q7XY24)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Arabidopsis thaliana, Zea mays, Triticum aestivum
SWISS	Q7XY24
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом