


Поликлональное Антитело Против Atg9A Для Вестерн-Блота — Q7Z3C6

Артикул: CM0026812



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к ATG9A, полученное против рекомбинантного иммуногена (180–290 аминокислотных остатка). Валидировано для Вестерн-блота (WB) и ИФА. Обнаруживает ATG9A человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ATG9A кроличье пАб
Примечания/алиасы	mATG9, APG9L1, MGD3208, ATG9A
Вид	Человек
ID гена (человек)	79065
ID гена	79065
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180–290 человеческого ATG9A (NP_076990.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q7Z3C6
Молекулярная масса белка	94 кДа
Доставка	Холодильный пакет