


Кроличье Поликлональное Антитело Против Atic Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P31939

Артикул: CM0025225



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий АТИС — бифункциональный фермент биосинтеза пуринов. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально для исследований метаболизма пуринов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATIC Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PURH; AICAR; AICARFT; IMPCHASE; HEL-S-70p; ATIC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	471
GeneID	471
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого АТИС (NP_004035.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31939
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом