

Анти-AtI2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhh9

Артикул: CM0019167

введение

Поликлональные антитела кролика ATL2, перекрестно реагируют с человеческими, мышиными и крысиными белками, подходят для WB, IF/ICC и ELISA. Полезны для исследования поддержания сети эндоплазматического ретикулума и GTP-зависимого слияния мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATL2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	aip-2; ARL3IP2; ARL6IP2; atlastin2; ATL2
Вид	Человек
GeneID	64225
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 390-470 человеческого ATL2 (NP_001129145.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NHH9
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка со льдом