


Поликлональное Антитело Кролика Против Atl3 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q6Dd88

Артикул: CM0015628



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ATL3 (атластин-3), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований динамики ЭПР и слияния мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATL3 Rabbit pAb
Примечания/синоним	HSN1F; ATL3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	25923
Идентификатор гена	25923
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 360-440 человеческого ATL3 (NP_056274.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6DD88
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом