

Моноклональное Антитело Против Atm Для Вб, Игг-П, Ифа — Q13315

Артикул: CM0002210



введение

Кроличье моноклональное антитело к АТМ, валидированное для вестерн-блота, ИГГ-П и ИФА. Обнаруживает сериновую/треониновую киназу АТМ человека и мыши, которая играет ключевую роль в ответе на повреждение ДНК и регуляции клеточного цикла. Только для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATM Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TEL01, ATM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	472
GeneID	472
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 2619-2939 белка АТМ человека (Q13315).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13315
Молекулярная масса белка	351 кДа
Доставка	Холодовой пакет