

Кроличья Поликлональная Антитело Против Atm Для Wb, Elisa - Q13315

Артикул: CM0028845



введение

Кроличья поликлональная антитело ATM, валидированное для Вестерн-блота и ELISA. Обнаруживает человеческий ATM – серин/треонинкиназу с молекулярной массой 351 кДа, которая распознает двухцепочечные разрывы ДНК и регулирует точки контроля клеточного цикла. Идеально подходит для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATM Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TELO1, ATM
Вид	Человек
ID гена (человек)	472
ID гена	472
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1900-2000 человеческого ATM (NP_000042.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13315
Молекулярная масса белка	351 кДа
Доставка	Сумка-холодильник