

Кроличья Поликлональная Антитело Против Atm Для Wb, If/Icc, Elisa — Q13315

Артикул: CM0014127



введение

Кроличья поликлональная антитело против АТМ обнаруживает АТМ (Q13315) у человека и крысы в методах Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Это серин/треонинкиназа, играющая центральную роль в ответе на повреждение ДНК, сигнализации контрольных точек клеточного цикла и подавлении опухолевого роста. Идеально подходит для исследований стабильности генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATM Rabbit pAb
Примечания/алиасы	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; ATM
Вид	Человек
ID гена (человек)	472
ID гена	472
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 2320-2566 АТМ (NP_000042.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q13315
Молекулярная масса белка	351 кДа
Доставка	С пакетом охлаждения