

## Поликлональные Антитела К Atn1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P54259

Артикул: CM0021991

### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому ATN1 (атрофину-1), подходящие для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Обнаруживают белок с молекулярной массой 125 кДа, участвующий в регуляции транскрипции и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ATN1 кроличьи поликлональные антитела (pAb)                                                                                            |
| Примечания/Синонимы       | B37, HRS, NOD, DRPLA, CHEDDA, D12S755E, ATN1                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| GeneID (человек)          | 1822                                                                                                                                   |
| GeneID                    | 1822                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 900-1040 человеческого ATN1 (NP_001007027.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                |
| SWISS                     | P54259                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка  | 125 кДа                                                                                                                                |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                                         |