

Моноклональное Анти-Atoh1 Антитело Для Wb, Elisa - Q92858

Артикул: CM0003063

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого АТОН1 (MATH-1), валидированное для WB и ELISA. Идеально подходит для исследований нейрогенеза и потери слуха; обнаруживает полосу 38 кДа. SWISS: Q92858.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТОН1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ATH1; HATH1; DFNA89; MATH-1; bHLHa14; АТОН1
Вид	Человек
GeneID	474 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого АТОН1 (Q92858)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92858
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом