

Поликлональные Антитела Против Atoh1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q92858

Артикул: CM0028417

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого АТОН1 (bHLHa14). Валидированы для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на человека и мышь. Идеально подходят для исследований нейрогенеза и транскрипционной регуляции. SWISS: Q92858.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТОН1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ATH1; HATH1; DFNA89; MATH-1; bHLHa14; АТОН1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	474
GeneID	474
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 215-354 человеческого АТОН1 (NP_005163.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92858
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	В ледяном пакете