

Поликлональные Антитела К Atoh7 Для Wb, If/Icc, Ифа - Q8N100

Артикул: CM0030905

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого АТОН7 (bHLHa13), подходящие для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментном анализе (ИФА). Идеально подходит для исследований развития ганглиозных клеток сетчатки и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТОН7 кроличьи пАб
Примечания/Альясы	Math5; NCRNA; RNANC; PHPVAR; bHLHa13; АТОН7
Вид	Человек
ID гена	220202
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 47-152 человеческого АТОН7 (NP_660161.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N100
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Хладоэлемент