

Поликлональное Антитело Anti-Atoh8 Для Wb И Elisa — Q96Sq7

Артикул: CM0022194

введение

Кроличье поликлональное антитело против транскрипционного фактора АТОН8 человека. Валидировано для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Подходит для исследований биологии эндотелиальных клеток, процессов развития и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к АТОН8
Примечания/синонимы	АТОН8; HATH6; bHLHa21; белок-гомолог atonal 8
Вид	Человек
GeneID	84913
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 АТОН8 человека (NP_116216.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96SQ7
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом