


## Кроличья Поликлональная Антитела Против Atox1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - O00244

Артикул: CM0029913



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого белка ATOX1 (медь-транспортный белок ATX1). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Подходят для исследований гомеостаза меди и антиоксидантной защиты.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ATOX1 Кроличьи pAb                                                                                                                                              |
| Примечания/Алиасы         | ATX1; HAN1; ATOX1                                                                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                         |
| GeneID (Человек)          | 475                                                                                                                                                             |
| GeneID                    | 475                                                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-68 человеческого белка ATOX1 (NP_004036.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                         |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                                         |
| SWISS                     | O00244                                                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 7 кДа                                                                                                                                                           |
| Условия доставки          | В пакете со льдом                                                                                                                                               |