

Поликлональное Антитело Anti-Atp12A Для Wb, Elisa — P54707

Артикул: CM0014133

введение

Поликлональное кроличье антитело к АТР12А, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA на образцах человека. Определяет альфа-цепь 2 калий-транспортирующей АТФазы массой 116 кДа, участвующую в поддержании ионного гомеостаза и подкислении слизи. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к АТР12А
Примечания/синонимы	НК; АТР1А1; Н-К-АТРase; АТР12А
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	479
Идентификатор гена	479
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 890-980 человеческого АТР12А (NP_001172014.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P54707
Молекулярная масса белка	116 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент