


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Atp13A2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Икк, Ифа — Q9Nq11

Артикул: CM0015727



введение

Поликлональные кроличьи антитела к ATP13A2, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают ATP13A2 человека, мыши, крысы (~129 кДа). Подходят для исследований болезни Паркинсона и функции лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к ATP13A2
Примечания/Синонимы	CLN12; KRPPD; PARK9; SPG78; HSA9947; ATP13A2
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	23400
ID гена	23400
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 70–210 человеческого ATP13A2 (NP_071372.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQ11
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом