

Моноклональное Антитело Против Atp1A2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P50993

Артикул: CM0003051

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ATP1A2 (альфа-2 субъединица натрий-калиевой транспортной АТФазы). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP1A2 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
Вид	Человек
GeneID (человек)	477
GeneID	477
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P50993
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом