


Моноклональное Антитело Против Atp1A4 Для Вб, If-P, Ihc-P, Ифа — Q13733

Артикул: CM0007234



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому АТР1А4 (специфичный для сперматозоидов альфа-4-субъединица Na/K-АТФазы). Подходит для ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Предназначено для исследований подвижности сперматозоидов, капацитации и фертильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТР1А4 кроличье мАт
Примечания/алиасы	АТР1А1; АТР1А2; АТР1А4
Вид	Человек
ID гена (человек)	480
ID гена	480
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 401-530 человеческого АТР1А4 (NP_653300.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13733
Молекулярная масса белка	19 кДа/114 кДа
Доставка	С использованием охлаждающего пакета