


Поликлональное Антитело Против Atp1A4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13733

Артикул: CM0014583



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого АТР1А4 (сперматозоид-специфическая альфа-4 субъединица Na⁺/K⁺-АТФазы) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Целевая молекулярная масса ~114 кДа. Подходит для исследований фертильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТР1А4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	АТР1А1; АТР1А2; АТР1А4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	480
GeneID	480
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 человеческого АТР1А4 (NP_653300.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q13733
Молекулярная масса белка	114 кДа
Доставка	Холодовой пакет