


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Atp1B1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P05026

Артикул: CM0005807



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого Atp1B1 (субъединица бета-1 Na⁺/K⁺-АТФазы). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с Человеком, Мышью, Крысой. Подходят для изучения ионного транспорта, клеточной адгезии и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP1B1 кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	ATP1B; ATP1B1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	481
GeneID	481
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 204-303 человеческого ATP1B1 (P05026).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05026
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом