


Кроличье Поликлональное Антитело Против Atp1B1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P05026

Артикул: CM0025935



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Atp1B1 (бета-1 субъединица Na⁺/K⁺-АТФазы), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА; перекрестно реагирует с мышиными и крысиными образцами. Полезно для изучения ионного транспорта, клеточной адгезии и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	АТР1В1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	АТР1В; АТР1В1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	481
GeneID	481
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 63-303 человеческого АТР1В1 (NP_001668.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05026
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом