

Поликлональные Антитела Против Atp1B2 Для Ihc-P, Elisa - P14415

Артикул: CM0019567

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий ATP1B2 (бета-2-субъединица натрий-калий-транспортирующей АТФазы). Валидированы для ИHC-P и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований клеточной адгезии и ионного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТР1В2 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	АМОГ; АТР1В2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	482
ID гена	482
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 68-290 человеческого АТР1В2 (NP_001669.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P14415
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодильный пакет