

Кроличья Поликлональная Антитело К Atp1B2 Для Вестерн-Блота — P14415

Артикул: CM0028506

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ATP1B2 (AMOG), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для ИВД-исследований функции натрий/калий-АТФазы и механизмов клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье поликлональное антитело к ATP1B2
Примечания/Алиасы	AMOG; ATP1B2
Вид	Человек
ID гена (человек)	482
ID гена	482
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 68-290 человеческого ATP1B2 (NP_001669.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14415
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В ледяной упаковке