

Кроличье Моноклональное Антитело К Atp1b3 Для Вб, Игг-П, Ифа - P54709

Артикул: CM0003217



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к АТР1В3, валидированное для ВБ, ИГГ-П и ИФА. Распознает АТР1В3 человека, мыши и крысы (CD298/АТРВ-3), наблюдаемые полосы при 22 и 32 кДа. Идеально подходит для исследований ионного транспорта и мембранных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличье мАТ к АТР1В3
Примечания/Алиасы	CD298; АТРВ-3; АТР1В3
Вид	Человек
GeneID (человек)	483
GeneID	483
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотах 180-279 человеческого АТР1В3 (P54709)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P54709
Масса белка	22 кДа / 32 кДа
Доставка	Холодовой пакет