

Поликлональные Антитела К Atp23 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6H3

Артикул: CM0017831

введение

Кроличы поликлональные антитела к ATP23 (KUB3/XRCC6BP1) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований митохондриальных протеаз и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP23 кроличы pAb
Примечания/Синонимы	KUB3; XRCC6BP1; ATP23
Вид	Человек
ID гена (человек)	91419
ID гена	91419
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-246 человеческого ATP23 (NP_150592.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y6H3
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом