

Моноклональное Антитело Anti-Atp2B1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P20020

Артикул: CM0006344



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-ATP2B1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA, перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Предназначено для изучения кальциевого гомеостаза, регуляции артериального давления, минерализации костей и чувствительности к инсулину.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к ATP2B1
Примечания/алиасы	MRD66; PMCA1; PMCA1kb; ATP2B1
Вид	Человек
GeneID	490
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P20020
Молекулярная масса белка	135 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом