

Поликлональное Антитело Против Atp2B1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции (If-P), Elisa - P20020

Артикул: CM0021516



введение

Кроличье поликлональное антитело (pAb) к ATP2B1 детектирует ATP2B1/PMCA1 в образцах человека, мыши, крысы. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF-P) и ELISA; идеально для изучения транспорта кальция, регуляции артериального давления и метаболизма костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ATP2B1
Примечания/Альтернативные названия	MRD66; PMCA1; PMCA1kb; ATP2B1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	490
ID гена	490
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 50-150 белка ATP2B1 человека (NP_001673.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20020
Молекулярная масса белка	135 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом