

Кроличье Поликлональное Антитело Против Atp2B2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q01814

Артикул: CM0028421

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на АТР2В2 (PMCA2), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для изучения кальциевого гомеостаза и слуховой функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к АТР2В2 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	PMCA2; DFNA82; PMCA2a; PMCA2i; АТР2В2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	491
GeneID	491
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого АТР2В2 (NP_001674.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01814
Молекулярная масса белка	137 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом