

Поликлональные Антитела Против Atp2B4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P23634

Артикул: CM0015087



введение

Кроличьи поликлональные антитела против ATP2B4, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Нацелены на плазматическую мембранную Ca²⁺-АТФазу 4 (PMCA4, P23634) для исследований клеточной сигнализации и подвижности сперматозоидов с перекрестной реактивностью на мышь.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP2B4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	MXRA1; PMCA4; ATP2B2; PMCA4b; PMCA4x; ATP2B4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	493
GeneID	493
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1141-1205 человеческого ATP2B4 (NP_001675.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P23634
Молекулярный вес белка	138 кДа
Доставка	В ледяном пакете