

Кроличье Моноклональное Антитело Против Atp4B (Водородно-Калиевая Атфаза, Бета-Субъединица) Для Ihc-P, Elisa - P51164

Артикул: CM0003296

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий АТР4В/бета-субъединицу калий-транспортирующей АТФазы. Валидировано для ИHC-P и ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований желудочного протонного насоса и транспорта ионов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТР4В Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	Водородно-калиевая АТФаза, бета-субъединица; АТР4В
Вид	Человек
GeneID (Человек)	496
GeneID	496
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 192-291 человеческого АТР4В (P51164)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51164
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом