

Анти-Atp4B Поликлональные Антитела Кролика (Желудочная H⁺/K⁺ Атфаза, Бета-Субъединица) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P51164

Артикул: CM0013852

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против АТР4В, бета-субъединицы желудочной H⁺/K⁺ АТФазы (33 кДа). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения секреции желудочной кислоты и функции париетальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТР4В кролик rAb
Примечания/Псевдоним	АТР6В; АТР4В
Вид	Человек
ID гена (Человек)	496
ID гена	496
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 62-291 человеческого АТР4В (NP_000696.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51164
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом