


Поликлональное Антитело Против Atp5A1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P25705

Артикул: CM0029425



введение

Это кроличье поликлоральное антитело, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA, нацелено на человеческий ATP5A1 (альфа-субъединица F1 АТФ-синтазы), с перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследования митохондрий и изучения энергетического обмена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP5A1 кроличье pAb
Примечания/алиасы	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
Вид	Человек
ID гена (человек)	498
ID гена	498
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого ATP5A1 (NP_004037.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25705
Молекулярная масса белка	60кДа
Доставка	Холодильный пакет