


Кроличье Моноклональное Антитело Против Atp5A1 Для Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa — P25705

Артикул: CM0002190



введение

Кроличье моноклональное антитело против ATP5A1, валидированное для WB, IP, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Обнаруживает альфа-субъединицу АТФ-синтазы человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP5A1 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
Вид	Человек
ID гена (человек)	498
ID гена	498
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого ATP5A1 (P25705).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P25705
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Айс-пак