


Кроличья Поликлональная Антитела Против Atp5C1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P36542

Артикул: CM0013920



введение

Кроличьи поликлональные антитела к ATP5C1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Определяют гамма-субъединицу АТФ-синтазы (P36542) человека, мыши, крысы, центральный компонент стебля митохондриального Комплекса V; подходят для исследований метаболизма и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к ATP5C1 (pAb)
Примечания/Алиасы	ATP5C; ATP5C1; ATP5CL1
Вид	Человек
ID гена	509
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-298 человеческого ATP5C1 (NP_001001973.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36542
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом