

Кроличье Поликлональное Антитело Против Atp5D Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P30049

Артикул: CM0026214



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок ATP5D (дельта-субъединица F1 АТФ-синтазы, митохондриальная). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA с перекрестной реактивностью к белкам мыши и крысы. Идеально для исследований митохондрий и изучения АТФ-синтазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	АТФ5D Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	АТФ5D; MC5DN5
Вид	Человек
GeneID (человек)	513
GeneID	513
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-168 человеческого АТФ5D (NP_001678.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30049
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом