

Поликлональные Антитела Против Anti-Atp5F1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If/Icc, Ифа - P24539

Артикул: CM0025804



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные на ATP5F1, субъединицу митохондриальной АТФ-синтазы. Валидированы для WB, IF/ICC, ИФА; реагируют с человеческими и мышинными образцами. Идеально подходят для исследований митохондриальной биоэнергетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP5F1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PIG47; ATP5F1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	515
GeneID	515
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-245 человеческого ATP5F1 (NP_001679.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P24539
Молекулярная масса белка	29кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент