

Моноклональное Антитело Против Atp5G1 Для Вб, If-Р, Ифа — P05496

Артикул: CM0006674



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого ATP5G1 — субъединицы C1 митохондриальной АТФ-синтазы. Подходит для применения в ВБ, IF-P и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против ATP5G1
Примечания/алиасы	ATP5A; ATP5G; ATP5G1
Вид	Человек
ID гена (человек)	516
ID гена	516
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого ATP5G1 (P05496).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05496
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодильный пакет