

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Atp5G1 Для Вб, Игх-П, Ифа - P05496

Артикул: CM0002782



введение

Кроличыи моноклональные антитела, направленные против человеческого ATP5G1, также известного как субединица С АТФ-синтазы, рекомендованы для ВБ, ИГХ-П, ИФА, обладают перекрестной реактивностью с мышинными и крысинными гомологами. Подходит для исследований митохондриальной биоэнергетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP5G1 кроличыи моноклональные антитела
Примечания/Псевдонимы	ATP5A; ATP5G; ATP5G1
Вид	Человек
GeneID	516
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в участке аминокислот 57-136 человеческого ATP5G1 (P05496)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-П, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05496
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодовая упаковка