

Кроличыи Поликлональные Антитела К Atp5G2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q06055

Артикул: CM0020479

введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому ATP5G2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагируют с образцами человека и мыши. Идеально подходят для исследования митохондриальной АТФ-синтазы и изучения протонного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP5G2 кроличьи pAb
Примечания/синонимы	ATP5A, ATP5G2
Вид	Человек
ID гена (человек)	517
ID гена	517
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50–150 человеческого ATP5G2 (NP_001002031.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q06055
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовой пакет