

Кроличье Поликлональное Антитело Против Atp5H Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O75947

Артикул: CM0028904



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ATP5H (субъединица d периферической ножки АТФ-синтазы, O75947). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуноферментного анализа (ELISA). Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против ATP5H (ATP5H Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	АТРQ; АРТ5Н; АТР5Н
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10476
GeneID	10476
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-161 белка ATP5H человека (NP_006347.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75947
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом