

Поликлональное Антитело Кролика Против Atp5I Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — P56385

Артикул: CM0020709



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий ATP5I (субъединица е АТФ-синтазы). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; демонстрирует перекрёстную реактивность с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований митохондрий и АТФ-синтазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP5I Rabbit pAb
Примечания/синоним	ATP5I; ATP5K
Вид	Человек
GeneID (человек)	521
GeneID	521
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P56385
Молекулярная масса белка	8 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом