


Поликлональное Антитело Anti-Atp5J Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - P18859

Артикул: CM0026588



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к ATP5J для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Распознает субъединицу F6 периферической стойки АТФ-синтазы в образцах человека, мыши и крысы, поддерживая исследования митохондриального и энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP5J Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	F6; CF6; ATP5; ATPM; ATP5A; ATP5J
Вид	Человек
ID гена (Человек)	522
ID гена	522
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-108 человеческого ATP5J (NP_001676.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18859
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	В пакете со льдом