

Кроличья Поликлональная Антитело Против Atp5L Для Wb, If/Icc, Elisa — O75964

Артикул: CM0026159



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого ATP5L (субъединица g мембраны АТФ-синтазы), подходит для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриальной АТФ-синтазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP5L кроличья pAb
Примечания/Алиасы	ATP5L; ATP5JG
Вид	Человек
ID гена (человек)	10632
ID гена	10632
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-103 человеческого ATP5L (NP_006467.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75964
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Айс-бокс