


Анти-Atp5O Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48047

Артикул: CM0028564



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ATP5O (OSCP), субъединицы митохондриальной АТФ-синтазы. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA с реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP5O кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	АТРО; OSCP; ATP5O; HMC08D05
Вид	Человек
GeneID (Человек)	539
GeneID	539
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-213 человеческого ATP5O (NP_001001688.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48047
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Ледяной пакет