

Моноклональное Антитело Кролика Против Atp6 Для Wb, Elisa — P00848

Артикул: CM0006710

введение

Моноклональное антитело кролика против АТР6 (субъединица а АТФ-синтазы) для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий АТР6 — ключевую субъединицу протонного канала митохондриальной АТФ-синтазы. Идеально подходит для исследований метаболизма и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к АТР6
Примечания/псевдонимы	АТР6
Вид перекрестной реакции	Мышь
ID гена (человек)	4508
ID гена	17705
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00848
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	С ледяным пакетом