

Анти-Atp6 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00848

Артикул: CM0030522

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против ATP6 (субъединица а комплекса F(0) АТФ-синтетазы, также известная как МТ-АТР6), для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC), иммуногистохимии (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий и мышинный АТР6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТР6 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	МТ-АТР6, МТАТР6, АТРАСЕ6
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	4508
ID гена (Мышь)	17705
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 127-226 мышиногo АТР6 (NP_904333.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P00848
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом