


Поликлональное Антитело Против Atp6Ap1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15904

Артикул: CM0017529



введение

Кроличье поликлональное антитело против АТР6АР1 (субъединица S1 V-АТФазы), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеально для изучения функции протонной помпы, мембранного трафика и внутриклеточного гомеостаза железа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТР6АР1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	16A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; ATP6S1; VATPS1; ATP6IP1; ATP6AP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	537
GeneID	537
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-390 человеческого АТР6АР1 (NP_001174.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15904
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом